

Guía de uso y cuidado



Baño de terapia de calor de Parafina

TERAPIA DE CALOR Para manos, pies y codos

El sistema de baño de parafina Proporciona beneficios especialmente para:

- Calmar y acondicionar manos, pies y codos
- La terapia de calor hidrata los pies, las manos y los codos secos y agrietados
- Ayuda a aliviar el dolor causado por la inflamación crónica de las articulaciones relajando los músculos

Importante: Por favor Lea Antes de Usar

¡Felicitaciones! Acaba de adquirir una unidad de Baño de WaxWel Parafina, diseñada y fabricada por Fabrication Enterprises. Por favor lea la información que está a continuación cuidadosamente, puesto que está diseñada para proporcionar para una terapia caliente óptima.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando se usa un artefacto eléctrico, especialmente cuando los niños están presentes, las precauciones de seguridad básicas siempre deben ser seguidas. Incluyen lo siguiente:

1. Desenchufe siempre la unidad WaxWel Parafina Bath de la toma de corriente inmediatamente después de usarla.
2. No usar al bañarse o ducharse.
3. No use, almacene o coloque el electrodoméstico donde pueda caerse o ser llevado al agua
4. Si el artefacto cae accidentalmente en agua o líquido, ¡NO TOCAR, desenchúfelo inmediatamente!
5. Nunca opere este producto si tiene un cable o un enchufe dañado.
6. No toque el interior o la parte inferior de la unidad, ya que están calientes.
7. No aplique cera caliente cerca de los ojos u otras áreas sensibles al calor, a cualquier lesión abierta, lesión en la piel o erupción cutánea.
8. Use WaxWel Parafina en una superficie nivelada.
9. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de manipularlo, limpiarlo o almacenarlo.

10. No enchufe o desenchufe este aparato cuando las manos o el cuerpo esta mojado.
11. Guarde el artefacto en un lugar libre de humedad.
12. No continúe usando esta unidad si experimenta dolor, incomodidad o irritación
13. Por favor, mantenga el nivel de parafina en la unidad de baño WaxWel de parafina en la línea indicada dentro del baño
14. No caliente la cera de parafina en la estufa, microondas o cualquier otro método que no sea la unidad WaxWel Parafina Bath.

Pasos de operación

Llenando la unidad de baño de parafina WaxWel

- a. Remueva la tapa, los plásticos y el papel de envoltura a lo largo con toda la literatura en la unidad.
- b. Asegúrese que la unidad esa nivelada, en una superficie plana y resistente al calor.
- c. Los bloques de cera de parafina vienen en paquetes de 1 libra. Tienen que haber 6 paquetes en la unidad de baño de WaxWel parafina
- d. Abra y ponga la mitad de los paquetes de cera en la unidad y añada la otra mitad cuando las originales se hayan derretido.
- e. La posición de encendido (ON) es indicada por la luz iluminante.
- f. Ponga la tapa en la unidad para retener el calor.
- g. Va a tomar aproximadamente 50- 60 minutos para ver la cera derritiéndose. El tiempo total para derretir seis libras de cera es de aproximadamente 4-6 horas.

Sistema de calentamiento

El elemento de calentamiento de esta unidad, calienta la cera parafina hasta aproximadamente 125- 135 grados Fahrenheit y se va a apagar automáticamente si el termostato funciona mal. La luz indica que la unidad está encendida y operando.

Para Manos



Una sugerencia útil – para retener el calor, puede poner su mano en un forro de plástico y cubrirla con un paño de microfibra por 15 minutos para continuar la terapia caliente.

1. Remueva toda la joyería y lave y seque sus manos a fondo.
2. Remueva la tapa de la unidad de baño y cuidadosamente pruebe la temperatura de la cera en la parte interior de la muñeca.
3. Abra sus manos separando sus dedos aparte y sumerja su mano en la cera. Después remueva gentilmente su mano del calor, espere aproximadamente 3 segundos (para que la cera se quede en su mano) y vuelva a sumergir su mano en la cera. Vuelva a sumergir su mano en la cera utilizando la misma técnica tres o cuatro veces. Cuantas más capas se crean, más se ayuda a aislar la terapia de calor.

4. Después que la terapia de calor se haya terminado, despegue la cera dura de sus manos. Empiece desde la muñeca y trabaje en un movimiento hacia abajo removiendo toda la parafina.
5. Recomendamos que descarte la capa de cera dura, ya que puede contener acumulación de piel. **NO PONGA EL RESIDUO DE PARAFINA DE NUEVO EN LA UNIDAD DE BAÑO.**
6. Para completar su tratamiento de terapia, puede ponerse aceite o loción de su preferencia para masajear sus manos y mantener la suavidad.

Para Codos y Pies



Por favor siga las instrucciones 1-6 para las manos.

NOTA: La parafina usualmente tarda de 12 a 15 minutos para que se ponga completamente dura

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD

CUANDO LIMPIAR LA UNIDAD

1. Cuando la cera de parafina se vuelve descolorida o se seca.
2. O cuando hay evidencia de acumulación de piel o escombros en la parte de debajo de la unidad.

COMO LIMPIAR LA UNIDAD

3. Deje que la cera se solidifique, puede tomar varias horas.
4. Enchufe la unidad y deje que se ponga lo suficientemente caliente para presionar un extremo que hace que el otro se levante ligeramente. Desenchufe la unidad.
Cuidadosamente empuje un extremo de cera y remuévala de la unidad de baño de WaxWel. Limpie la parte de adentro del tubo de la unidad y séquela con un paño seco.

SANITIZE

5. Limpie la unidad con un desinfectante y seque con un paño seco. (RECUERDE que la unidad DEBE estar desenchufada y fría antes de limpiar).
6. NO USE cloro o blanqueador para limpiar.

Distribuido por:
Fabrication Enterprises, Inc.
P.O. Box 1500
White Plains, New York 10602 USA

TEL: (914) 345-9300 • (800) 431-2830

FAX: (914) 345-9800 • (800) 634-5370

Hecho en China

Página Web:
FabEnt.com

email:
info@FabEnt.com

GARANTIA Y POLIZA DE DEVOLUCION

El Baño de Terapia Caliente de WaxWel de Parafina viene con una garantía de seis meses. Reparaciones necesitadas como resultado de un accidente o un malo uso de esta unidad no son cubiertas por esta garantía.

IMPORTANTE: Fabrication Enterprises reserva el derecho de reparar o reemplazar el producto con garantía.

Para Servicio al Cliente: Para hacer alguna pregunta sobre la unidad de Baño de WaxWel llame
(800) 431-2830.

La cera de parafina son disponibles en forma de pellets o forma de bloques. Empacada individualmente en paquetes de 1 libra (6 paquetes por caja)

Sin esencia

Gaulteria

Lavanda

Agrios

Durazno

Flor de rosa

Precios para ser suministrados

Llame a los fabricantes para instrucciones de devoluciones

DEVOLUCIONES:

- A. Obtenga un número de autorización de devolución del departamento de Servicio al Cliente de Fabrication Enterprises.
- B. Devuelva el producto a la locación dada por el departamento de Servicio al Cliente de Fabrication Enterprises.
- C. Mantenga un registro que cubra el envío de la mercancía devuelta (esto es para su protección en caso de que necesite un comprobante de entrega del remitente).
- D. No se aceptará ninguna devolución no autorizada.

TARJETA DE GARANTA

Fecha y Lugar de compra _____

Nombre: _____

Direccion: _____

No de Telefono: _____

Razon de compra:

Cuidado de salud Cosmético Otro



Baño de Terapia de Calor de Parafina