



ASPEN ACTIVE™ P-TLSO

THORACIC LUMBAR SACRAL ORTHOSIS

LUMBAL-SAKRAL-THORAKALE ORTHOSE

ORTESIS TORÁCICA LUMBOSACRA

ORTESI TORACICA SACRO-LOMBARE

ORTHÈSE THORACIQUE LOMBO-SACRÉE

LUMBALE SACRALE THORACALE ORTHOSE

BEDERNÍ KŘÍŽOVÁ HRUDNÍ ORTEZA

LÆNDEHVRVLSØJLEN THORAXORTOSE

ΟΣΦΥΓΙΚΗ ΘΟΡΑΚΙΚΗ ΟΡΘΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ

LUMBAL BRYSTORTOSE

ORTEZA PIERSIOWO-LEDZWIAKO-KRZYŻOWA

LANNERANGAN SAKRAALINEN RINTAKEHÄORTOOSI

LUMBAL SAKRAL THORAKAL ORTOS

ОРТЕЗ ДЛЯ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛОВ

ПОЗВОНОЧНИКА

ORTSE TORÁCICA SACRO LOMBAR


腰骶部胸腰器



MD MEDICAL DEVICE

SINGLE PATIENT- MULTIPLE USE

CAUTION



EMERG EUROPE
Prinsesgracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2021 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
LB0003B revised 04/2021



ENGLISH

DEUTSCH

ASPEN MEDICAL PRODUCTS GmbH

Im Leuschnerpark 4, 64347 Griesheim

aspenmp.de • +49 (0) 6155 89791-0 • Pat. aspenmp.de/patents



1. SIZE ADJUSTMENT
A. To change the size of the Active P-TLSO, peel up the inside end of the side panel on each side. Adjust to proper fit and reattach.
B. The Active P-TLSO Brace sizing follows closely to standard pants sizing. Size ranges are only guidelines. Your experience and personal assessment could make the difference in choosing the correct size.

SIZING GUIDE	
Size	Circumference
1	24 – 34 in 61 – 86 cm
2	32 – 40 in 81 – 102 cm
3	38 – 46 in 97 – 117 cm
4	44 – 50 in 112 – 127 cm



2. PREPARATION
Place the pull-tabs on the belt 2 inches (5cm) from the plastic in the back of the Active P-TLSO. Pull the ends of the belt away from each other ensuring that the belt is fully extended.



3. APPLICATION
A. Apply the fully extended brace, ensuring the back panel is centered and low on the back.
B. Apply the brace tightly around the abdomen, the right side overlapping the left.

NOTE: When applied properly, both the upper and lower edges of the brace should be snug. If there is any gap, reapply the brace and angle the ends to ensure a snug fit at both sides.

HINWEIS: Bei korrekter Anwendung sollten sowohl die Ober- als auch die Unterkante der Stütze eng anliegen. Reste eines Abstandes zwischen den beiden Enden der Stütze erfordern eine erneute Anpassung.

REMERQUE: Lorsque la ceinture est bien placée, les bords supérieur et inférieur doivent être bien serrés. Si il y a une distance entre les deux extrémités, redesser la ceinture pour assurer un ajustement parfait.

NOTA: Se coloca correctamente, el borde superior y el inferior de la faja deben estar apretados. Si hay algún espacio, reaplicar la cinta y ajustar los extremos para asegurar un ajuste perfecto en los bordes superior e inferior.

C. Slip each thumb into the pull tabs. Extend the tabs out and away from the brace. When desired compression is achieved, place the hook side of the pull tabs down onto the loop material to secure.



4. ADJUSTMENT
A. Adjust the height of the shoulder straps. The yoke should sit at level C7 on patient.

B. Pull and tighten the shoulder straps until properly fit.

C. If shoulder strap length is too short or too long, adjust in the posterior section.

D. If the underarm strap placement is uncomfortable, adjust the posterior section as shown.

NOTE: After initial fitting, have patient sit, then stand, and re-adjust fitting as necessary.



5. JUSTIEREN
A. Regeln Sie die Höhe der Schultergurte ein. Das Tragegestell sollte auf dem Patienten in Höhe von C7 liegen.

B. Wenn die Schultergurte zu kurz oder zu lang sind, justieren Sie sie im Rücken.

C. Ziehen Sie die Schultergurte an und ziehen Sie diese fest, bis sie richtig sitzen.

D. Bei unebener Befestigung des Unterarmbandes ist das Rückenteil wie in der Abbildung dargestellt anzupassen.

HINWEIS: Nach der ersten Anprobe sollte der Patient sich hinsetzen und dann wieder aufrichten. Gegebenenfalls muss die Stütze neu justiert werden.



6. MODIFICATION OPTIONS
A. This product may be substantially modified by an individual with expertise. For more information, please visit www.aspenmp.com/education/product-modifications.

B. Recommended: Scan the QR code for a detailed instructional video.



INTENDED USE
To provide motion restriction and stability of the Thoracic-lumbar-sacral spine.

INDICATIONS
Postoperative support, Degenerative disc disease, Bulging or herniated disc, Fracture management, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyphosis, Spondylolisthesis (Osteoarthritis)/Degenerative Joint Disease.



CONTRAINDICATIONS
Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made. Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS
READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited warranty for further information.



CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30°C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other chemicals.



MATERIALS
Nylon, Polyester, Polyurethane, ABS, Thermoplastic rubber, UHMWPE, HDPE, PVC, brass, Polycarbonate, Stainless steel



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.



DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.



REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).



LIMITED WARRANTY
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products, LLC in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s). Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:
(a) The product was not purchased from an Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels of distribution;
(b) The product is altered;
(c) The product is not supplied by Aspen Medical Products, LLC or is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.



GARANTIE LIMITÉE
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit à l'utilisateur qui est l'acheteur original que ce produit n'est exempt de tout défaut de matériel ou de fabrication. L'unique obligation de Aspen Medical Products, LLC en cas de violation de la garantie sera celle de réparer ou remplacer le produit ou les pièces défectueuses.

Aspen Medical Products, LLC ne sera pas obligé de remplacer ou de réparer les défaillances dans les cas suivants:
(a) Le produit n'a pas été acheté auprès de Aspen Medical Products, LLC ni à travers ses canaux de distribution autorisés;
(b) Le produit est stato alterato;
(c) Il prodotto non è stato fornito da Aspen Medical Products, LLC o non è stato utilizzato secondo le istruzioni di uso di Aspen Medical Products, LLC.



LE PRESENTE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT.
CE QUI PRÉCÉDE EST LA SEULE ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DEFECTUOSITÉ OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, EXPRESSE OU INFERENTIELLE CONCERNANT LA PRÉSENTE GARANTIE SOUTISSEZ TOUTE LA TÉLÉ GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRESSE LA GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OÙ D'ONNÉTÉ POUR UN PARTICULIER SCOPU O USO E TUTTI GLI OBBLIGHI IMPLICATI DI GARANTIRE LA COMMERCIALISABILITÀ O L'ONNÉTITÀ PER UN PRODOTTO O SERVIZIO. LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRESSE LA GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÀ O L'ONNÉTITÀ PER UN PRODOTTO O SERVIZIO. LA PRESENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, NI LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION D'UN PRODUIT FAUX, FAUSSEMENT DÉCLARÉ OU FAUSSEMENT MARQUÉ.



LA PRESENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, NI LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION D'UN PRODUIT FAUX, FAUSSEMENT DÉCLARÉ OU FAUSSEMENT MARQUÉ.
La presente garantie giora le otorga derechos legales específicos que pueden variar según la ubicación. Una lista de distribuidores autorizados en su área está disponible a su pedido.



Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsansprüche und Sie können andere Rechte haben, die je nach Standort variieren.



Hinweis für Sehbehinderte und Blinde:
Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den Gebrauch eingewiesen.

ESPAÑOL

DEUTSCH


ASPEN MEDICAL PRODUCTS GmbH

Im Leuschnerpark 4, 64347 Griesheim


aspenmp.de • +49 (0) 6155 89791-0 • Pat. aspenmp.de/patents

1. GRÖSSEADJUSTIERUNG
A. Um die Größe des Active P-TLSO zu ändern, ziehen Sie das innere Ende der Seitenverkleidung auf jeder Seite oben. Justieren Sie es auf den korrekten Sitz und befestigen Sie wieder.
B. Die Größen des Active P-TLSO entsprechen weitgehend den Standardmaßen. Die Größen sind nur als Orientierung. Ihre Erfahrung und persönliche Beurteilung kann die Unterschiede zwischen den Größen ausgleichen.

GRÖSSENGUIDE	
Größe	Umfang
1	24 – 34 in 61 – 86 cm
2	32 – 40 in 81 – 102 cm
3	38 – 46 in 97 – 117 cm
4	44 – 50 in 112 – 127 cm



2. VORBEREITUNG
Bringen Sie die Zuglaschen am Gürtel 5 cm (2 Zoll) vom Kunststoffteil an der Rückseite des Active P-TLSO an. Ziehen Sie die Gurtschnalle voneinander getrennt an, um zu gewährleisten, dass der Gurt vollständig gespannt ist.



3. ANWENDUNG
A. Anbringen der Bruststütze, indem Sie die Bruststütze zentriert und niedrig auf Ihrem Rücken liegen.
B. Die Stütze muss fest um den Bauch angebracht werden, wobei die rechte Seite überdeckt ist.

NOTE: Wenn angebracht, sollte die obere und untere Kante der Bruststütze den Bauch nicht überdecken.

HINWEIS: Bei korrekter Anwendung sollten sowohl die Ober- als auch die Unterkante der Stütze eng anliegen. Reste eines Abstandes zwischen den beiden Enden der Stütze erfordern eine erneute Anpassung.

REMERQUE: Lorsque la ceinture est bien placée, les bords supérieur et inférieur doivent être bien serrés.

NOTA: Si se coloca correctamente, el borde superior y el inferior de la faja deben estar apretados. Si hay algún espacio, reaplyar la cinta y ajustar los extremos para asegurar un ajuste perfecto en los bordes superior e inferior.

C. Schließen Sie die Schnallen an den Zuglaschen an. Führen Sie die Schnallen an den

DANSK	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	NORSK	POLSKI	SUOMI	SVENSKA	РУССКИЙ	PORTUGUÉS	中文
1. STØRRELSE JUSTERING A. For at endre størrelsen på Active P-TLSO skal du skrælle den indvendige ende af sidepaneleret op på hver side. Juster for at opnå en korrekt passform og vedhæft igen. B. Den active P-TLSO Brace-størelse følger test på standardstørrelsen. Størrelsesintervaller er kun retningslinjer. Din erfaring og din personlige vurdering kan gøre forskellen i at vælge den rigtige størrelse.	1. ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α. Για να αλλάξετε την ύψοσθρον του Active P-TLSO, τραβήξτε αρχικά την εσωτερική άκρη του πλαισίου φύλλου στην κάτες πλευρά. Προσφέρομετά έτοιμη θέση να πετύχετε στοιχείο επαγγελματικής απόδοσης. Β. Η επιλογή του μεγέθους του υπόκριτη Active P-TLSO είναι ακριβώς ίδια με την επιλογή του μεγέθους των παντελόνων. Το έπιπλο των μεγέθων δημιουργεί μόνο ενεργειακός. Η εμπειρία σας και η προσωπική εκτίμηση μπορούν να κάνουν την διαφορά στην επιλογή του σωστού μεγέθους.	1. STØRRELSEJUSTERING A. For å endre størrelsen på Active P-TLSO trekk tilbake den innvendige enden av sidepaneler på hver side. Juster til riktig passform, og fest på nytt. B. Tilpassing av Active P-TLSO-størelsen følger test på standardbustørrelsen. Størrelsesinterval er kun retningslinjer. Din erfaring og din personlige vurdering kan gjøre forskjellen i at velge riktig størrelse.	1. REGULACJA ROZMIARU A. Aby zmienić rozmiar produktu Horizon, należy odczepić wewnętrzny koniec panelu bocznego z każdej strony. Dopasować i ponownie zamocować. B. Active P-TLSO Brace-miutitus seuraa läheisesti houssien viakokoja. Koon valitteluvalvoi vain ohjeiluen. Kokemuksesi ja henkilökohtainen arviointi voivat erota rikkinäistilin. Rikkinäistilin mukaisuus vastaa standardin mittarilukuja. Osa tavaroiden mittoista on erilaisia.	1. STÖRRELSE JUSTERING A. För att ändra storleken på Active P-TLSO, dra upp den inre änden av sidopanelen på varje sida. Justera till riktig passform, och fest på nytt. B. Den aktiva P-TLSO-stördelen följer test på standardbustørrelsen. Störrelsesinterval är endast riktlinjer. Din erfarenhet och personliga bedömning kan göra skillnaden i att välja rätt storlek.	1. АДЈУСТЕ ДО ТАМАННО A. Чтобы изменить размер Active P-TLSO, приподнимите внутренний конец боковой панели с каждой стороны. Отрегулируйте панель, чтобы добиться правильной посадки, и снова зафиксируйте. B. Основные размеры браслета Active P-TLSO соответствуют размерам талии панталонов. Основные размеры отличаются только из-за индивидуальных особенностей. Ваши опыт и личная оценка могут влиять на выбор размера.	1. РЕГУЛИРОВКА ПО РАЗМЕРУ A. Для того чтобы изменить размер Active P-TLSO, приподнимите внутренний конец боковой панели с каждой стороны. Отрегулируйте панель, чтобы добиться правильной посадки, и снова зафиксируйте. B. Основные размеры браслета Active P-TLSO соответствуют размерам талии панталонов. Основные размеры отличаются только из-за индивидуальных особенностей. Ваши опыт и личная оценка могут влиять на выбор размера.	1. 尺寸调整 A. 为端部改变 Active P-TLSO 的尺寸, 请将每一侧的侧板内端向上拉。将其调整至合适状态并重新固定。 B. Active P-TLSO 长度尺寸与标准裤子尺寸相似。尺寸范围仅供参考。您的经验和个人评估有助于您选择正确的尺寸。	
2. FORBEREDELSE Placer trækfligene på bæltet 2 cm (5 cm) fra plastik på bagsiden af Active P-TLSO. Træk enderne af bæltet væk fra hinanden, og sorg for, at den er helt udstrakt.	2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Πλαστέρ της γούρνης λιονίδες νοικούμενος στην ζώνη 5 εκ. (2 ίντσες) από το πλαστικό στο πάνω μέρος του Active P-TLSO. Τραβήξτε την άκρη της γούνης προς αντίθετη κατεύθυνση και βάθεσθε πάνω στη ζώνη 5 εκ. εκταθεί επειδή λιονίδες.	2. FORBEREDELSE Plässer dräpparna på bället 2 tommar (5 cm) från plasten på baksidan av Active P-TLSO. Træk enderne av bæltet bort fra hverandre, og sorg for at bæltet er helt strukket ut.	2. FORBEREDELSE Plässer dräpparna på bället 2 tommar (5 cm) från plasten på baksidan av Active P-TLSO. Dra bort ändarna från varandra på bället och se till att bället är helt utdraget.	2. VALMISTELU Asela yön vetokilekeilleet 5 cm (2 tuumaa) pähän Active P-TLSO -tuken takana olevasta muuvista. Vedä yön pääti poispainoitoisista varmistaan, että yön on täysin avattu.	2. ПОДГОТОВКА Сложите фикаторы на расстояние 5 см (2 дюйма) до пластика на задней части бандажа Active P-TLSO. Оттяните концы бандажа друг от друга, убедившись, что он полностью растянут.	2. FÖRBEREDELSE Plässer dräpparna på bället 2 tommar (5 cm) från plasten på baksidan av Active P-TLSO. Dra bort ändarna från varandra på bället och se till att bället är helt utdraget.	2. 准备 将腰带上的拉环放在距离 Active P-TLSO 背面的塑料材质2英寸(约5厘米)的位置。将腰带的两端向相反的方向拉动, 务必将腰带完全拉开。	
3. ANHÆNDELSE A. Påfør den fulde strækstele, se og sor, at bagpanellen er centreret og lavt bagfra. B. Påfør bæltet i omgang maven, den højre side skal overlænde den venstre. BEMÆRK: Når den påførtes korrekt, skal både den øverste og den nedreste kant af bøjlen sidde fast. Hvis der er et parret korrel, skal både øvre og venstre endne for at sikre en god passform i både ovre og nede kant. For nogen patienter skal enderne være stillet vendte.	3. ΕΠΑΝΔΗΣΗ Α. Αποτρέψτε τη συγχρέμενη λιονίδη που ανοιγόταν στην ζώνη 5 εκ. (2 ίντσες) από το πλαστικό στο πάνω μέρος του Active P-TLSO. Τραβήξτε την άκρη της γούνης προς αντίθετη κατεύθυνση και βάθεσθε πάνω στη ζώνη 5 εκ. εκταθεί επειδή λιονίδες.	3. KÄYTÖT A. Poista läsin levitettävästi käsistä ja säästääkääntääksesi, etta käsistä on keskellä ja matalalla selässä. B. Apunaistetaan siis käsistä ja säästääkääntääksesi, etta käsistä on keskellä ja matalalla selässä. C. Erapäätäksesi, etta käsistä on säästääkääntääksesi, etta käsistä on keskellä ja matalalla selässä. BEMÆRK: Jos käytetään oikeaa käsistä, käsistä on säästääkääntääksesi, etta käsistä on keskellä ja matalalla selässä. Jos käytetään vasenta käsistä, käsistä on säästääkääntääksesi, etta käsistä on keskellä ja matalalla selässä.	3. APLIKACJON A. Aplikujen levitettyä tuki varmistaa, että takapaneeli on keskellä ja matalalla selässä. B. Apunaistetaan siis käsistä ja säästääkääntääksesi, etta käsistä on keskellä ja matalalla selässä. BEMÆRK: Jos käytetään oikeaa käsistä, käsistä on säästääkääntääksesi, etta käsistä on keskellä ja matalalla selässä. Jos käytetään vasenta käsistä, käsistä on säästääkääntääksesi, etta käsistä on keskellä ja matalalla selässä.	3. САЩАТИВАНИЕ A. Установите крепление для талии, чтобы оно было расположено в центре и на уровне талии. B. Установите крепление для талии, чтобы оно было расположено в центре и на уровне талии.	3. САЩАТИВАНИЕ A. Установите крепление для талии, чтобы оно было расположено в центре и на уровне талии.	3. JUSTERING A. Juster höjden på skulderstroppene. Åket skal sitte på nivå C7 på patienten. B. Trekk og stram til skulderstroppene til den sitter som den skal. C. Hvis skulderstroppen er for kort eller for lang, juster i den posteriore delen. D. Hvis placeringen av underarmsremmen er ubeklagelig, kan du justere den bagestre sektion som vist. BEMÆRK: Etter den indledende tilpasning skal patienten sidde, derefter skal han eller hun stå og en tilpasning skal justeres efter behov.	3. 应用 A. 使用完全展开的支架, 确保面板位于背部中央靠下处。 B. 将支架紧固围绕在腰带周围, 确保右侧和左侧重叠。	
4. JUSTERING A. Juster højden på skulderstroppene. Åket skal sitte på niveau C7 på patienten. B. Trekk og stram til skulderstroppene, indtil de sidder ordentlig. C. Hvis skulderremmelen er for kort eller for lang, kan den justeres i den bagestre sektion. D. Hvis placeringen af underarmsremmen er ubeklagelig, kan du justere den bagestre sektion som vist.	4. JUSTERING A. Juster höjden på skulderstroppene. Åket skal sitte på nivå C7 på patienten. B. Trekk og stram til skulderstroppene til den sitter som den skal. C. Hvis placeringen av underarmsremmen er ubeklagelig, kan du justere den bagestre sektion som vist. BEMÆRK: Etter første montering, få patienten sitt, sedan stå och justera monteringen efter behov.	4. JUSTERING A. Justera höjden på axelremmarna. Åket ska sitta på nivå C7 på patienten. B. Dra och dra åt axelremmarna tills de sitter ordentligt. C. Om axelremmarna ligger långt för kör eller för lång, justera i den bakre delen. D. Om placeringen av underarmsremmen är obeklaglig, justera den bakre delen enligt bildens visning. BEMÆRK: Efter första montering, få patienten sitta, sedan stå och justera monteringen efter behov.	4. ADJUSTAR A. Ajuste a altura das correias de ombro. A presilha deve ficar no nível C7. C. Se a cintura estiver muito alta ou muito baixa, ajuste-a para que fique confortável. D. O ajuste da cintura é feito quando a paciente sentar-se, de seguida deve ser ajustado.	4. 调整 A. 调整肩带的高度。支撑片应位于患者颈椎的C7处。 B. 如果肩带过短或过长, 请在后段进行调整。 C. 将肩带拉至适当的程度。 D. 如果腋窝带固定不良, 可以根据图片调整腋窝带。对于某些患者来说, 肩带需要较陡的角度。对某些患者来说, 肩带将需要较缓的角度。一旦拉伸腋窝带, 患者将立即感到舒适。				
5. BLERE A. Komprimer pumpen for at puste blæren på den bageste holder som anvist af en læge. B. For at tomme blæren skal du trykke på frigørelsesventilen. C. Blærens position kan justeres basert på lægens anbefaling.	5. ΒΛΕΡΕ Α. Κομπρίμετε την πλαστική γούρνη, ώστε να πάνε τα αέρα από την πλαστική γούρνη. Β. Φτάστε στην πλαστική γούρνη και πατήστε την ανοιγόμενη πόρτα αέρα. C. Η θέση της πλαστικής γούρνης μπορεί να προσαρμοστεί στο πάνω τμήμα όπως οικείας.	5. BLÆRE A. Komprimér pumpen for at blæse opp blæren på det posteriorre stødet etter anvisning fra lege. B. Trykk til å løfte blæren, trykk på utslingsventilen. C. Blærens posisjon kan justeres basert på legens anbefaling.	5. REGULIΡОВАВА A. Опресните помпом для пустења ваздуха. B. Помпомом за чистачемији, кога ће извадити ваздух. C. Помпомом за чистачемији, кога ће извадити ваздух.	5. 朝气 A. 按照医生的指示按压气囊以充气。 B. 如需为气囊放气, 请按以下步骤。 C. 可根据医生的建议调整气囊的位置。				
6. ENDRINGSALTERNATIVER A. Det dette produktet kan ændres af en person med ekspertise. Du kan finde flere oplysninger på www.aspennpm.com/education/product-modifications. B. Anbefalet: Scan QR-koden for en detaljeret instruktionsvideo.	6. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒΑ Α. Το διάφορο προϊόν μπορεί να μετατραπεί από έναν άνδρα σε μια γυναίκα ή από μια γυναίκα σε έναν άνδρα. Οι αλλαγές στην πλαστική γούρνη μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. B. Επισημαντήθηκε ότι την αρχική γούρνη, ώστε να μετατραπεί σε μια γυναίκα ή από μια γυναίκα σε έναν άνδρα, η γούρνη πρέπει να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.	6. MODIFISERINGAR ALTERNATIV A. Denna produkt kan modifieras av en person med ekspertise. För mer information, besök www.aspennpm.com/education/product-modifications. B. Recomenderad: Skann QR-koden för en detaljerad instruktionsvideo.	6. МОДИФИЦИРАНИЕ A. Другим способом можно модифицировать этого человека с помощью специалиста. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к странице www.aspennpm.com/education/product-modifications. B. Рекомендуется: сканирование QR-кода для получения детальной информации о видеоинструкции.	6. 适应症 A. 按照医生的指示按压气囊以充气。 B. 如需为气囊放气, 请按以下步骤。 C. 可根据医生的建议调整气囊的位置。				
7. PLÆRE <td>7. ΦΟΥΖΚΑ Α. Πλαστική γούρνη που απομονώνεται από την πλαστική γούρνη. Β. Τραβήξτε την πλαστική γούρνη προς την ανοιγόμενη πόρτα. C. Βάστε την πλαστική γούρνη στην πλαστική γούρνη.</td> <td>7. 朝气 A. Uppdatera pumpen för att isolera vatten från plastkulan. B. Träffa plastkulan mot öppningsventilen. C. Sätt plastkulan i plastkulan.</td> <td>7. РЕГУЛИРОВКА A. Очистите помпом для пустења ваздуха. B. Помпомом за чистачемији, кога ће извадити ваздух. C. Помпомом за чистачемији, кога ће извадити ваздух.</td> <td>7. 朝气 A. 按照医生的指示按压气囊以充气。 B. 如需为气囊放气, 请按以下步骤。 C. 可根据医生的建议调整气囊的位置。</td>	7. ΦΟΥΖΚΑ Α. Πλαστική γούρνη που απομονώνεται από την πλαστική γούρνη. Β. Τραβήξτε την πλαστική γούρνη προς την ανοιγόμενη πόρτα. C. Βάστε την πλαστική γούρνη στην πλαστική γούρνη.	7. 朝气 A. Uppdatera pumpen för att isolera vatten från plastkulan. B. Träffa plastkulan mot öppningsventilen. C. Sätt plastkulan i plastkulan.	7. РЕГУЛИРОВКА A. Очистите помпом для пустења ваздуха. B. Помпомом за чистачемији, кога ће извадити ваздух. C. Помпомом за чистачемији, кога ће извадити ваздух.	7. 朝气 A. 按照医生的指示按压气囊以充气。 B. 如需为气囊放气, 请按以下步骤。 C. 可根据医生的建议调整气囊的位置。				
8. ANVENDELSESFÖRMÅL For at give bevegelsesbegrensning og stabilitet af thorax-lumbal-sakral rygsejlen.	8. ΑΝΑΒΕΓΓΕΛΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ Α. Παρέχεται στον παραπάνω την αναβεγγέλση για την πλαστική γούρνη.	8. ANVENDELSESFÖRMÅL For at give bevegelsesbegrensning og stabilitet af thorax-lumbal-sakral rygsejlen.	8. ΑΝΑΒΕΓΓΕΛΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ Α. Παρέχεται στον παραπάνω την αναβεγγέλση για την πλαστική γούρνη.	8. 朝气 A. 提供运动限制和胸腰骶部稳定性。				
9. INDIKATIONER Postoperativ støtte. Degenerativ diskysgdom, Udbrud eller herniatedisk, Frakturhændring, Spinalyseps, Spinalyseps, Spinalstenose, Kyphosis, Spinalyseps (Slidgen) / Degenerativ rygsgdom.	9. ΙΝΔΙΚΑΣΙΟΝ Α. Παρέχεται στην πλαστική γούρνη για την πλαστική γούρνη.	9. INDIKASJONER Postoperativ støtte. Degenerativ diskysjukdom, bulting eller herniatisk disk, Frakturhændring, spinalyseps, spinalyseps, spinalstenos, kyfosis, spinalyseps (slidgen) / degenerativ rygsgdom.	9. ΙΝΔΙΚΑΣΙΟΝ Α. Παρέχεται στην πλαστική γούρνη για την πλαστική γούρνη.	9. 朝气 A. 提供运动限制和胸腰骶部稳定性。				
10. KONTRAINDIKATIONER Overfølsomhed eller allergi over for de materialer, bølger er fremstillet af. Hævelse i øjen og andre allergiske reaktioner.	10. ΚΟΝΤΡΑΙΝΔΙΚΑΤΩΝ Α. Επιλέγεται την αρχική γούρνη, ώστε να μετατραπεί σε μια κατάλληλη γούρνη.	10. KONTRAINDIKASJONER Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som er brukt til fremstillingen av øjen og andre allergiske reaktioner.	10. ΚΟΝΤΡΑΙΝΔΙΚΑΤΩΝ Α. Επιλέγεται την αρχική γούρνη, ώστε να μετατραπεί σε μια κατάλληλη γούρνη.	10. 朝气 A. 提供运动限制和胸腰骶部稳定性。				
11. FORHOLDSREGLER Overfølsomhed eller allergi over for de materialer, bølger er fremstillet af. Hævelse i øjen og andre allergiske reaktioner.	11. ΚΟΝΤΡΑΙΝΔΙΚΑΤΩΝ Α. Επιλέγεται την αρχική γούρνη, ώστε να μετατραπεί σε μια κατάλληλη γούρνη.	11. KONTRAINDIKASJONER Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som er brukt til fremstillingen av øjen og andre allergiske reaktioner.	11. ΚΟΝΤΡΑΙΝΔΙΚΑΤΩΝ Α. Επιλέγεται την αρχική γούρνη, ώστε να μετατραπεί σε μια κατάλληλη γούρνη.	11. 朝气 A. 提供运动限制和胸腰骶部稳定性。				
12. INSTRUKTIONER Denne instruktionen skal læses før bruk. Korrekt træning i brugen af denne enhet skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger ikke inkluderer teknikker til at få den korrekte træning.	12. ΗΓΕΣΙΑΚΕΣ ΗΡΗΜΟΙ Α. Επιλέγεται την αρχική γούρνη, ώστε να μετατραπεί σε μια κατάλληλη γούρν							