

CANDO®

puttycise®

Lleva la masilla más allá de la flexión



grafico

Las herramientas de Puttycise® pueden ser empujadas, estiradas, o giradas en la masilla para producir ejercicios específicos. Cuando se cambia la resistencia de la masilla, el nivel de dificultad puede incrementar o disminuir. La familia de Puttycise® consiste en 5 herramientas que funcionan cuando la base de cada herramienta es insertada en una masilla resistente.

- simula actividad funcional
- enseña técnicas para protección de las articulaciones
- fácil de usar, fácil de enseñar



Knob Turn

abriendo una puerta, apretando una jarra, etc



L-Bar

tirando de la aspiradora, barriendo, usando un martillo, etc.



Peg Turn

girando un tornillo, oprimiendo un botón, etc



Key Turn

girando una llave, tirando un frisbee, etc



Cap Turn

abriendo una botella, prendiendo una estufa, etc

El kit contiene 4 TheraPutty® recipientes, herramientas, bolsa e instrucciones

	facil	mediano	difcil
6 oz / 170 g kit	10-2822	10-2828	10-2834
1 lb / 0.45 kg kit	10-2824	10-2830	10-2836
5 lb / 2.27 kg kit	10-2826	10-2832	10-2838

El kit contiene 1 c/u

facil:	marrón claro	amarillo	rojo	verde
mediano:	amarillo	rojo	verde	azul
difcil:	rojo	verde	azul	negro

- 10-2820 Puttycise® herramienta set, 5 piezas
- 10-2821 Puttycise® herramienta set manual y bolsa
- 10-2810 Puttycise® knob turn TheraPutty® herramienta
- 10-2811 Puttycise® L- bar TheraPutty® herramienta
- 10-2812 Puttycise® peg turn TheraPutty® herramienta
- 10-2813 Puttycise® key turn TheraPutty® herramienta
- 10-2814 Puttycise® cap turn TheraPutty® herramienta
- 10-2818 Puttycise® manual
- 10-2819 Puttycise® bolsa



- El estándar en material resistivo para ejercicios de manos
- La masilla tiene diferentes consistencias que varían desde xx-suave hasta x-firme
- Contenedores plásticos para el uso de pacientes en casa (2,3,4, y 6 onzas)
- Contenedores grandes para el uso de hospitales (1 y 5 libra)
- No contiene gluten, soya y látex
- No se seca



	Marrón claro xx-suave	Amarillo x-suave	Rojo suave	Verde mediano	Azul firme	Negro x-firme	Set completo de uno de cada nivel
2 oz / 57 g	10-0956	10-0900	10-0901	10-0902	10-0903	10-1466	10-1480
3 oz / 85 g	10-0957	10-0967	10-0968	10-0969	10-0970	10-1467	10-1481
4 oz / 113 g	10-0958	10-0905	10-0906	10-0907	10-0908	10-1468	10-1482
6 oz / 170 g	10-0959	10-0910	10-0911	10-0912	10-0913	10-1469	10-1483
1 lb / 0.45 kg	10-0994	10-0918	10-0919	10-0920	10-0921	10-1470	10-1484
5 lb / 2.27 kg	10-0995	10-0923	10-0924	10-0925	10-0926	10-1471	10-1485

FEI FABRICATION ENTERPRISES INC.
PO Box 1500
White Plains, NY 10602 (USA)
TEL: +1-914-345-9300
FAX: +1-914-345-9800
www.FabEnt.com

CE AUTHORIZED CE REPRESENTATIVE
RMS UK LTD.
28 Trinity Road
Nailsea, Somerset BS48 4NU (UK)

CanDo, TheraPutty and Puttycise are trademarks of Goldberg © 2014. All rights reserved.