


# **BASELINE<sup>®</sup>** EVALUATION INSTRUMENTS

## Goniómetro plástico de 8 pulgadas y 360°

**REF**

**12-1001**



- permite observación del movimiento y rango de movimiento del eje de la articulación
- la esfera de 360° tiene tres escalas para facilitar el uso
- la escala primaria se lee en incrementos de 1°
- el brazo del goniómetro tiene una escala lineal en pulgadas y centímetros
- el brazo del goniómetro se mantiene en una medida hasta que se reinicie

### Otros estilos de goniómetros y tamaños disponibles:

12 pulgadas 360° .....	12-1000*
8 pulgadas 360° .....	12-1001*
6 pulgadas 360° .....	12-1002*
6 pulgadas 180° de bolsillo .....	12-1005*
6 pulgadas 360° estilo rulongmeter ....	12-1006*
3 pulgadas -30° hasta 120° de dedos .	12-1012*

\*disponible estándar o con el modelo de una raya blanca HiRes™ detrás de los números (añada el HR al final del código del producto para el modelo de HiRes™)



Fabrication Enterprises Inc.  
P.O. Box 1500  
White Plains, NY 10602 (USA)  
tel: 1-914-345-9300  
fax: 1-914-345-9800  
www.FabEnt.com

**FEI**

**EC REP**



Authorized CE representative:  
RMS UK Ltd.  
28 Trinity Road  
Nailsea, Somerset BS48 4NU (UK)

ver 1/15