


BASELINE[®] EVALUATION INSTRUMENTS

Goniómetro plástico de 8 pulgadas y 360°

REF

12-1001



- permite observación del movimiento y rango de movimiento del eje de la articulación
- la esfera de 360° tiene tres escalas para facilitar el uso
- la escala primaria se lee en incrementos de 1°
- el brazo del goniómetro tiene una escala lineal en pulgadas y centímetros
- el brazo del goniómetro se mantiene en una medida hasta que se reinicie

Otros estilos de goniómetros y tamaños disponibles:

12 pulgadas 360°	12-1000*
8 pulgadas 360°	12-1001*
6 pulgadas 360°	12-1002*
6 pulgadas 180° de bolsillo	12-1005*
6 pulgadas 360° estilo rulongmeter	12-1006*
3 pulgadas -30° hasta 120° de dedos .	12-1012*

*disponible estándar o con el modelo de una raya blanca HiRes™ detrás de los números (añada el HR al final del código del producto para el modelo de HiRes™)



Fabrication Enterprises Inc.
250 Clearbrook Rd, Suite 240
Elmsford, NY 10523 (USA)
tel: +1-914-345-9300 • 800-431-2830
fax: +1-914-345-9800 • 800-634-5370
FabEnt.com

EC REP



AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf (Germany)

ver 0821