

**Goniómetro plástico de bolsillo  
de 6 pulgadas y 360°  
12-1005**

- permite observación del movimiento y rango de movimiento del eje de la articulación
- la esfera de 180° tiene tres escalas para facilitar el uso
- la escala primaria se lee en incrementos de 1°
- el brazo del goniómetro tiene una escala lineal en pulgadas y centímetros
- el brazo del goniómetro se mantiene en una medida hasta que se reinicie

---

**Otros estilos de goniómetros y  
tamaños disponibles:**

12-pulgadas 360°  
12-1000\*

13-pulgadas 360°  
12-1001\*

14-pulgadas 360°  
12-1002\*

6-pulgadas 180° de bolsillo  
12-1005\*

6-pulgadas 360° estilo rulongmeter  
12-1006\*

7-pulgadas -30° hasta 180° de dedos  
12-1012\*

8-disponible estándar o con el modelo de una raya blanca HiRes™ detrás de los números (añada el HR al final del código del producto para el modelo de HiRes™)

 Fabrication Enterprises Inc.  
250 Clearbrook Rd, Suite 240  
Elmsford, NY 10523 (USA)  
tel: +1-914-345-9300 • 800-431-2830  
fax: +1-914-345-9800 • 800-634-5370  
FabEnt.com

**EC** **REP**



AJW Technology Consulting GmbH  
Königsallee 106  
40215 Düsseldorf (Germany)