

BASLINE EVALUATION
INSTRUMENTS

Goniómetro estilo rulongmeter plástico
de bolsillo de 6 pulgadas y 360°

REF

12-1006



- permite observación del movimiento y rango de movimiento del eje de la articulación
- la esfera de 360° tiene tres escalas para facilitar el uso
- la escala primaria se lee en incrementos de 1°
- el brazo del goniómetro tiene una escala lineal en pulgadas y centímetros
- el brazo del goniómetro se mantiene en una medida hasta que se reinicie

Otros estilos de goniómetros y tamaños disponibles:

12-pulgadas 360°	12-1000*
8-pulgadas 360°	12-1001*
6-pulgadas 360°	12-1002*
6-pulgadas 180° de bolsillo	12-1005*
6-pulgadas 360° estilo rulongmeter ..	12-1006*
3-pulgadas -30° hasta 120° de dedos	12-1012*

* disponible estándar o con el modelo de una raya blanca HiRes™ detrás de los números (añada el HR al final del código del producto para el modelo de HiRes™)

 Fabrication Enterprises Inc.
250 Clearbrook Rd, Suite 240
Elmstord, NY 10523 (USA)
tel: +1-914-345-9300 • 800-431-2830
fax: +1-914-345-9800 • 800-634-5370
FabEnt.com

EC REP

 AJW Technology Consulting GmbH
Königsallee 106
40215 Düsseldorf (Germany)

ver 0821