

**BASELINE**<sup>®</sup> EVALUATION  
INSTRUMENTS

## Goniómetro de dígitos 180°



Las lecturas pueden ser tomadas por el terapeuta usando solo una mano; esto ayuda a que la otra mano del terapeuta este libre para estabilizar la mano del paciente o tomarle nota a las medidas.

Mide flexión de 110°, por medio de híper extensión de 40 ° en incrementos de 2°.

El brazo tiene una escala de 10cm/4"

Hecho de un plástico robusto ABS con marcas blancas en un fondo negro.



Fabrication Enterprises Inc.  
250 Clearbrook Rd, Suite 240  
Elmsford, NY 10523 (USA)  
tel: +1-914-345-9300 • 800-431-2830  
fax: +1-914-345-9800 • 800-634-5370  
FabEnt.com



AJW Technology Consulting GmbH  
Königsallee 106  
40215 Düsseldorf (Germany)